



Aktion  
1. Sept. –  
31. Dez. 2011

# Aktionspreise: Jetzt freuen!

Sparen bei ThermoStat plus™,  
Thermomixer comfort™  
und gekühlten Mikrozentrifugen

**eppendorf**

*In touch with life*

# Ihre Forschung

## Ihre Proben sind Ihre Priorität!

Die Arbeit mit kostbaren, teuren Proben erfordert Ihre höchste Konzentration. Am allerwenigsten möchten Sie sich dabei von Gedanken an die Verlässlichkeit Ihrer Geräte ablenken lassen.

Vertrauen Sie daher bei der Auswahl hochqualitativer Arbeitsgeräte ganz einfach auf Eppendorf. So können Sie sich komplett auf Ihre Forschung konzentrieren.

## Perfektes Teamwork!

Eppendorf Produkte sind verlässlich und robust, vielseitig und einfach zu bedienen. Sie machen Ihr Laborleben leichter und effizienter und schaffen Ihnen Freiraum für das, was wirklich zählt: Ihre Probe, Ihre Forschung, Ihre Resultate!



Perfektes  
Teamwork!

2

# Unser Beitrag

## Maßgeschneiderte Lösungen!

Unsere aktuellen Eppendorf Advantage Angebote enthalten wieder eine Fülle maßgeschneiderter Lösungen für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen. Im Aktionszeitraum bieten wir Ihnen den ThermoStat plus, den Thermomixer comfort sowie drei gekühlte Mikrozentrifugen der neuesten Generation zu unschlagbaren Konditionen.

## Jetzt Vorteile sichern!

Informieren Sie sich jetzt gleich in dieser Broschüre oder unter [www.eppendorf.de/advantage](http://www.eppendorf.de/advantage).



## Ihr Extra im Aktionszeitraum!

Für jede Online-Registrierung eines ThermoStat plus, eines Thermomixer comfort oder einer Centrifuge 5418 R, 5424 R und 5430 R schenken wir Ihnen 100 zusätzliche ep-points.

3

# Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen!

## Limitierte Aktionsangebote

- **Eppendorf ThermoStat plus:** unser Temperaturexperte! Im Aktionszeitraum erhältlich in zwei neuen Aktionspaketen: mit gratis Thermoblock für 4 × 50 mL Falcon Gefäße oder mit gratis Thermoblock für 8 × 15 mL Falcon Gefäße.

→ Seite 5–7

- **Eppendorf Thermomixer comfort:** Inkubator, Mixer und Thermomixer in einem! Jetzt erhältlich in einem limitierten Aktionspaket mit Thermoblock 1,5 mL und 1000 Safe-Lock Reaktionsgefäßen 1,5 mL.

→ Seite 8–9

- **Centrifugen 5418 R, 5424 R und 5430 R:** Eppendorfs neueste Generation gekühlter Mikrozentrifugen sorgt für zuverlässige Höchstleistungen in Ihrem Labor. Jetzt erhältlich zu attraktiven Sparpreisen!

→ Seite 10–15

\* Abweichende Temperaturobergrenzen für Thermoblock für Slides und für die CombiBox

Jetzt sparen!

- Optimal isolierte Thermoblocke für sicheres Arbeiten

## ThermoStat plus™

Dieser kompakte Tischthermostat ist ein wahrer Temperaturexperte. Seine Kernkompetenz ist das Kühlen bis  $-5\text{ °C}$  und das Heizen bis  $99\text{ °C}^*$  in allen gängigen Probengefäßen.

- 11 verschiedene Thermoblocke für maximale Flexibilität
- Präzise Temperierung durch aktives Kühlen und Heizen
- Optimaler Temperaturtransfer, besonders in großvolumigen Gefäßen (15 mL und 50 mL)
- Exzellente Inkubationsleistung



# ThermoStat plus™ Paket: mehr als 20% sparen!

## Beste Ergebnisse für Ihre Experimente

Die Inkubation ist eine der häufigsten Basisanwendungen im Labor. Eppendorf bietet hierfür eine auf Trockeninkubation basierende Lösung, welche das Kontaminationsrisiko durch Wassertröpfchen deutlich reduziert. Unsere vielseitigen, austauschbaren Thermoblöcke sind perfekt auf Ihre Proben-Größen abgestimmt. Die vollständige Ummantelung der Probengefäße ermöglicht den optimalen und schnellen Temperaturtransfer: Ihre Probe wird perfekt inkubiert, besonders in 15 mL und 50 mL Gefäßen!

- Optimaler Temperaturtransfer durch vollständige Ummantelung der Probengefäße



1.571,00 €

Thermoblock  
gratis!



1.571,00 €

**Wussten Sie schon?** Sie können die austauschbaren Thermoblöcke sowohl im ThermoStat plus als auch im Thermomixer comfort (S. 8–9) einsetzen!

- Bis zu 4 Temperatur- und Zeitphasen programmierbar

## Limitierte Aktion 1.9.–31.12.2011

**Im Aktionszeitraum erhalten Sie den ThermoStat plus im Aktionspaket, wahlweise mit Thermoblock für 4 × 50 mL Falcon Gefäße oder mit Thermoblock für 8 × 15 mL Falcon Gefäße!\* Sie sparen mehr als 20% im Vergleich zum Einzelkauf zu Listenpreisen!**

**Bestellinformationen auf den Seiten 18–19.**

**Mehr Info unter [www.eppendorf.de/thermostat-plus](http://www.eppendorf.de/thermostat-plus)**

\*Aktionspakete erhältlich solange Vorrat reicht. Falcon Gefäße nicht im Lieferumfang enthalten. Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

# Thermomixer comfort™ Paket: 18 % sparen!

## Thermomixer comfort™

Der Eppendorf Thermomixer comfort erledigt zwei Arbeitsschritte in einem: das gleichzeitige Mischen und präzise Temperieren Ihrer wertvollen Proben.

- Großer Temperaturbereich: von -13 °C unter Raumtemperatur bis 99 °C
- Hohe Flexibilität durch 10 verschiedene Wechselblöcke
- Hervorragende Misch- und Inkubationsleistung



2.253,00 €

**Nur die Probe zählt!** Sowohl bei der Rohmaterialauswahl als auch während der Produktion setzt Eppendorf keinerlei Entformungshilfen, Weichmacher oder andere kritische Substanzen ein, die sensitive Nachweismethoden stören könnten. Beim Erhitzen von Proben in Eppendorf Gefäßen werden keine Substanzen herausgelöst, die DNA-Messungen beeinflussen könnten. Original Eppendorf Gefäße sind daher die perfekten Gefäße für Ihren Thermomixer.

Mehr Info unter [www.eppendorf.de/consumables](http://www.eppendorf.de/consumables)

## Limitierte Aktion 1.9.–31.12.2011

**Nur im Aktionszeitraum erhältlich: der Thermomixer comfort im Aktionspaket mit Thermoblock für 24 × 1,5 mL Gefäße und 1000 Eppendorf Safe-Lock Gefäßen 1,5 mL. Sie sparen 18 % im Vergleich zum Einzelkauf zu Listenpreisen!**

**Bestellinformationen auf den Seiten 18–19.**

Mehr Info unter [www.eppendorf.de/thermomixer-comfort](http://www.eppendorf.de/thermomixer-comfort)

18 %  
sparen!



- Ein perfektes Team: Thermomixer comfort und Eppendorf Safe-Lock Gefäße

# Centrifuge 5418 R: Sparen Sie 12 %!

## Ultrakompakt: Centrifuge 5418 R

Die Centrifuge 5418 R ist eine kompakte gekühlte 18-Platz-Zentrifuge. Wenn Sie nur wenige Proben verarbeiten, aber keine Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen möchten, dann ist die 5418 R die ideale Zentrifuge für Sie!

- Max. 16,873 × g (14.000 1/min)
- Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
- +4 °C bei max. Drehzahl
- Fast Temp zum schnellen Vorkühlen der Zentrifuge
- Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen auf ein Minimum und schützt Ihre wertvolle Probe
- ECO-Abschaltung reduziert den Energieverbrauch

- Erstaunlich leiser Betrieb – sogar ohne Rotordeckel – zur Verbesserung Ihrer Arbeitsumgebung!



10

## Limitierte Aktion 1.9.–31.12.2011

Im Aktionszeitraum erhalten Sie die **Centrifuge 5418 R mit aerosoldichtem Festwinkelrotor für 18 × 1,5/2,0 mL Gefäße mit 12 % Rabatt auf den Listenpreis.**

Bestellinformationen auf den Seiten 18–19.



- Aerosoldichter Rotor FA-45-18-11 für 18 × 1,5/2,0 mL Gefäße, mit einzigartigem QuickLock Rotordeckel für schnelles Verschließen

### Silence | Speed | Simplicity™

Die Entwicklung der Eppendorf Mikrozentrifugen folgt unserer Silence | Speed | Simplicity Philosophie. Von den zahlreichen innovativen Produktmerkmalen profitieren Sie, Ihre Arbeit und Ihr Arbeitsumfeld! Mehr Info unter [www.eppendorf.com/centrifugation](http://www.eppendorf.com/centrifugation)

# Centrifuge 5424 R mit gratis Standardrotor

## Der neue Standard: Centrifuge 5424 R

Die Centrifuge 5424 R ist eine vielseitige und leistungsstarke gekühlte 24-Platz-Zentrifuge, die neue Standards in der Eppendorf Silence | Speed | Simplicity Philosophie setzt.

- Max. 21.130 × g (15.000 1/min)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- +4 °C bei max. Drehzahl mit allen Rotoren
- Fast Temp zum schnellen Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von +21 °C auf +4 °C in nur 8 min!
- Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen auf ein Minimum und schützt Ihre wertvolle Probe
- ECO-Abschaltung reduziert den Energieverbrauch



- Aerosoldichter Rotor FA-45-24-11 für 24 × 1,5/2,0 mL Gefäße im Aktionspaket enthalten

11 %  
sparen!



## Limitierte Aktion 1.9.–31.12.2011

**Im Aktionszeitraum erhalten Sie zur Centrifuge 5424 R den 24-Platz-Standardrotor (aerosoldicht) gratis. Sie sparen 11 % gegenüber dem Listenpreis.**

**Bestellinformationen auf den Seiten 18–19.**

**Mehr Info unter [www.eppendorf.de/5424](http://www.eppendorf.de/5424)**



4.053,00 €

- In zwei Varianten erhältlich: mit Drehknöpfen (für schnelle Parametereinstellung) oder mit Folientastatur (für einfache Reinigung)

# Centrifuge 5430 R: Sparen Sie 16 %!

## Eine Klasse für sich: Centrifuge 5430 R

Gekühlte Vielseitigkeit: Modernste Kühltechnologie in der Centrifuge 5430 R ermöglicht schnelles, präzises und effizientes Kühlen von Proben in Gefäßen, Platten und Slides.

- Max. 30.130 × g (17.500 1/min)
- Temperaturbereich: -11 °C bis +40 °C
- Patentierte, dynamische Kompressorsteuerung für optimierte Kühlleistung
- +4 °C bei max. Drehzahl mit allen Rotoren
- Fast Temp und FastTemp pro Funktion
- Mit Drehknöpfen oder Folientastatur erhältlich
- ECO-Abschaltung

16 %  
sparen!



## Limitierte Aktion 1.9.–31.12.2011

**Nur im Aktionszeitraum erhältlich: Centrifuge 5430 R im Aktionspaket mit gratis Rotor F-35-6-30 (für 6 × 15 mL/ 50 mL Falcon Gefäße). Sie sparen 16% gegenüber dem Listenpreis.**

**Bestellinformationen auf den Seiten 18–19.**

**Mehr Info unter [www.eppendorf.de/5430](http://www.eppendorf.de/5430)**



5.445,00 €

- Rotor F-35-6-30 für 6 × 15 mL/50 mL Falcon Gefäße im Lieferumfang des Aktionspaketes enthalten

# Punkten auch Sie – mit Eppendorf!

## Eppendorf Online-Produktregistrierung

Nutzen Sie Ihre persönlichen Vorteile, wenn Sie Ihre Eppendorf Geräte registrieren:

- 100 ep-points als Dankeschön für jedes registrierte Gerät!
- Neuigkeiten zu Ihren registrierten Instrumenten aus erster Hand!
- Einfache und übersichtliche Verwaltung der registrierten Geräte!



## Willkommen bei ep-points!

Mit ep-points, dem Eppendorf Bonuspunkteprogramm, können Sie Punkte sammeln und gegen attraktive Prämien eintauschen.

Und so einfach geht's:

- ep-points mit ausgewählten Eppendorf Produkten sammeln!
- ep-points-Codes online registrieren!
- ep-points für attraktive Prämien einlösen!



**Im Aktionszeitraum 1. September bis 31. Dezember 2011 erhalten Sie die doppelte Punktzahl für die Online-Registrierung der folgenden Produkte:**

- ThermoStat plus
- Thermomixer comfort
- Centrifuge 5418 R
- Centrifuge 5424 R
- Centrifuge 5430 R

Mehr Infos zu ep-points, der Online-Produktregistrierung sowie weiteren Online-Services von Eppendorf finden Sie unter [www.eppendorf.de/myeppendorf](http://www.eppendorf.de/myeppendorf)

# Bestellinformationen

Seite 5-7: ThermoStat plus Aktionspakete	Bestellnummer	Listenpreis	Advantage Aktionspreis*
<b>ThermoStat plus</b> , mit Thermoblock für 8 x 15 mL Falcon Gefäße	5352 000.126	2.035,00 €	<b>1.571,00 €</b>
<b>ThermoStat plus</b> , mit Thermoblock für 4 x 50 mL Falcon Gefäße	5352 000.134	2.035,00 €	<b>1.571,00 €</b>
Seite 8-9: Thermomixer comfort Aktionspaket	Bestellnummer	Listenpreis	Advantage Aktionspreis*
<b>Thermomixer comfort</b> , mit Thermoblock 1,5 mL und 1.000 Eppendorf Safe-Lock Gefäßen 1,5 mL	5355 000.127	2.755,80 €	<b>2.253,00 €</b>
Seite 10-11: Centrifuge 5418 R Aktionsangebot	Bestellnummer	Listenpreis	Advantage Aktionspreis*
<b>Centrifuge 5418 R</b> mit aerosoldichtem Rotor FA-45-18-11	5401 000.013	3.830,00 €	<b>3.370,00 €</b>
Seite 12-13: Centrifuge 5424 R mit gratis Rotor	Bestellnummer	Listenpreis	Advantage Aktionspreis*
<b>Centrifuge 5424 R</b> , mit Drehknöpfen, mit aerosoldichtem Rotor FA-45-24-11	5404 000.413	4.554,00 €	<b>4.053,00 €</b>
<b>Centrifuge 5424 R</b> , mit Folientastatur, mit aerosoldichtem Rotor FA-45-24-11	5404 000.014	4.554,00 €	<b>4.053,00 €</b>
Seite 14-15: Centrifuge 5430 R Aktionspaket	Bestellnummer	Listenpreis	Advantage Aktionspreis*
<b>Centrifuge 5430 R</b> , mit Drehknöpfen, mit 6 x 15 mL/50 mL Rotor F-35-6-30	5428 000.406	6.482,00 €	<b>5.445,00 €</b>
<b>Centrifuge 5430 R</b> , mit Folientastatur, mit 6 x 15 mL/50 mL Rotor F-35-6-30	5428 000.040	6.482,00 €	<b>5.445,00 €</b>

Markeninformation: Falcon ist eine eingetragene Marke von Becton, Dickinson and Co., USA. Eppendorf, Eppendorf Thermomixer und ep-points sind eingetragene Marken der Eppendorf AG, Deutschland. Eppendorf Advantage, FastTemp, QuickLock, Silence | Speed | Simplicity, Thermomixer comfort und ThermoStat plus sind Marken der Eppendorf AG, Deutschland.

\* Alle Preise sind in Euro angegeben (ohne USt.). Aktionspreise gültig vom 1. Sept. – 31. Dezember 2011. Aktionspakete erhältlich solange Vorrat reicht.

## Eppendorf E-Mail Newsletter

Mit unserem Newsletter sind Sie immer auf dem neuesten Stand über neue Eppendorf Produkte, exklusive Angebote, Events und Messen, Anwendungstipps und vieles mehr. Alles aus erster Hand – damit Ihnen nichts entgeht! Abonnieren Sie unseren Newsletter noch heute unter [www.eppendorf.de/newsletter](http://www.eppendorf.de/newsletter)



# Zugreifen und sparen!



## Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

Fisher Scientific GmbH  
Im Heiligen Feld 17  
58239 Schwerte  
Tel. +49 2304 932-5  
Fax +49 2304 932-950  
[www.de.fishersci.com](http://www.de.fishersci.com)  
[info.germany@thermofisher.com](mailto:info.germany@thermofisher.com)

**eppendorf**  
*In touch with life*