

NEU bei Fisher Scientific:

**PIPETBOY pro**

# Pipettierhelfer für Hell-Seher

- **NEU:** Mit LED Lampe für klare Sicht auf die Pipettengraduierung und zur Ausleuchtung der Gefäße
- **NEU:** 20% höhere Pumpenleistung
- **NEU:** 4 Modelle in neuen, halbtransparenten Farben, plus ein „Classic Style“ Modell in grau/weiß



## INTEGRA Pipettieren mit PIPETBOY pro

Der Pipettierhelfer für alle serologischen Pipetten von 1-100 ml

Hohe Genauigkeit, variable fein regelbare Geschwindigkeit und ergonomisches Design sind die wesentlichen Eigenschaften des neuen PIPETBOY pro Pipettierhelfers. Der PIPETBOY pro ist für alle serologischen Pipetten von 1-100 ml geeignet und ermöglicht höchst effektives Arbeiten.

Das helle, weiße Licht der integrierten LED leuchtet den Arbeitsbereich rund um die Pipette optimal aus und bietet klare Sicht auf Graduierung und Meniskus. Das vermeidet Ablesefehler und schont die Augen.

Die Pipettiergeschwindigkeit lässt sich per Fingerdruck auf den Drucktasten hochpräzise kontrollieren: Von tropfenweiser Pipettierung bis hin zu schnellen Pipettiergeschwindigkeiten bis 10 ml/s.

Mit einem Gewicht von gerade einmal 190 g und einem ausgereiften ergonomischen Aufbau werden auch lange Pipettierserien mühelos bearbeitet.

- Die integrierte LED-Lampe beleuchtet die Pipette, die Graduierung und den Meniskus
  - einfaches Erkennen des Füllstandes des Probengefäßes durch Ausleuchtung mit der LED-Lampe
  - bessere Ablesbarkeit der Graduierung und des Meniskus
  - deutlich geringere Ermüdung der Augen
- Die feine Steuerung über Fingerdruck erlaubt genaues, tropfenweises Pipettieren
- Die leistungsstarke, leise Pumpe ermöglicht hohe Pipettiergeschwindigkeiten bis zu 10 ml/s
- Das geringe Gewicht und das ergonomische Design bieten maximalen Komfort
- Das Pipettenhaltermodul ist abnehmbar, auto-klavierbar, gut zu reinigen und bietet damit mehr Kontaminationsschutz für Anwender und Probe
- PIPETBOY pro ist in fünf Farben lieferbar; auch Ihre Lieblingsfarbe ist dabei!



ONE SOURCE. INFINITE SOLUTIONS.®



**Fisher Scientific**

Part of Thermo Fisher Scientific

# Pipettierhelfer für Hell-Seher

Für alle serologischen Pipetten von 1-100 ml

NEU bei Fisher Scientific:

**PIPETBOY pro**

## Bestellinformation:

Im Lieferumfang enthalten: PIPETBOY pro komplett mit sterilem Ersatzfilter, 2 Batterien, Netzteil und Wandhalter.

Beschreibung	VPE à St.	Art.-Nr.	Preis
 PIPETBOY pro weiß	1	322 05 35	362,00
 PIPETBOY pro pink	1	322 05 36	362,00
 PIPETBOY pro grün	1	322 05 37	362,00
 PIPETBOY pro orange	1	322 05 38	362,00
 PIPETBOY pro blau	1	322 05 39	362,00
Zubehör			
Ladestation für PIPETBOY pro	1	322 05 40	40,00

\* Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.



**Fisher Scientific**

Part of Thermo Fisher Scientific

**Deutschland:**  
Fisher Scientific GmbH  
Im Heiligen Feld 17  
58239 Schwerte  
Tel. +49 2304 932-5  
Fax +49 2304 932-950  
www.de.fishersci.com  
info.germany@thermofisher.com

**Österreich:**  
Fisher Scientific (Austria) GmbH  
Rudolf von Alt-Platz 1  
1030 Wien  
Tel. +43 800 208840  
Fax +43 800 206690  
www.at.fishersci.com  
info.austria@thermofisher.com